


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd314 Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P26718

Numéro d'article: CM0005389



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD314 humain (NKG2D) pour la cytométrie en flux. Reconnaît une protéine membranaire de type II de 25 kDa impliquée dans l'immunosurveillance médiée par les cellules NK. Convient pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD314 humain PE/Cyanine7
Remarques/Alias	KLR ; CD314 ; NKG2D ; NKG2-D ; D12S2489E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-216 du CD314 humain (NP_031386.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26718
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace