

Anticorps Monoclonaux Lapin Anti-Humain Cd33 Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P20138

Numéro d'article: CM0004511



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD33 conjugué à la PE/Cyanine7 pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD33 (Siglec-3, p67) sur les cellules monocytaires/myéloïdes. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain CD33 mAb
Remarques/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	945
GeneID	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace