


Mab De Lapin Pe/Cyanine7 Anti-Cd38 Humain Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0008346



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 dirigé contre le CD38 humain pour cytométrie en flux. Le CD38 est une ectoenzyme multifonctionnelle et un récepteur impliqué dans la signalisation calcique et la migration des lymphocytes. Réactivité par espèce : Humaine. SWISS : P28907.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin PE/Cyanine7 anti-CD38 humain
Remarques / Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P28907
Poids de la protéine	13 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace