

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd42B Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P07359

Numéro d'article: CM0008377



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD42b humain (chaîne alpha de la glycoprotéine plaquettaire Ib) pour la cytométrie en flux. Reconnaît la protéine GP1BA native sur les plaquettes humaines, idéal pour la recherche sur l'adhésion plaquettaire et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD42b humain conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	BSS, GP1B, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalpha, CD42b-alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-531 du CD42b humain (NP_000164.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07359
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace