

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45Rb Humain Conjugué À Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P08575-9

Numéro d'article: CM0012415

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le CD45RB humain (isoforme 7 de PTPRC). Recommandé pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène leucocytaire commun et convient à l'immunophénotypage d'échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD45RB humain conjugué à PE/Cyanine7
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 463 du CD45RB humain (XP_006711537.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-9
Poids de la protéine	135 kDa
Expédition	Pain de glace