


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P06127

Numéro d'article: CM0005499



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD5 humain (T1/Leu-1), un récepteur de surface pan-T et des cellules B1a. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage et les études de signalisation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD5 humain PE/Cyanine7
Remarques/Alias	T1 ; LEU1
Espèce	Humain
GeneID	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace