

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd56/Ncam1 Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0011076



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 dirigé contre CD56/NCAM1 humain (SWISS P13591), validé pour la cytométrie en flux. Issu d'un immunogène recombinant (aa 20-413). Utile pour les études sur l'adhésion neuronale et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD56/NCAM1 humain conjugué PE/Cyanine7
Remarques/alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 de CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac réfrigérant