

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd8B Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P10966

Numéro d'article: CM0010212

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le CD8b humain (P10966) pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la réponse immunitaire et des fonctions de corécepteur des lymphocytes T. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain CD8b mAb
Remarques/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	926
GeneID	926
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8b humain (NP_004922.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace