

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd90/Thy1 Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P04216

Numéro d'article: CM0004421

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 contre le CD90/Thy1 humain, conçu pour les applications de cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche en biologie des cellules souches, neurosciences et signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD90/Thy1 conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CD90 ; CDw90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 du CD90/Thy1 humain (NP_006279.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Glacière