

Anticorps Monoclonal Anti-Cr2/Cd21 Humain De Lapin Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P20023

Numéro d'article: CM0005392



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CR2/CD21 humain de lapin conjugué PE/Cyanine7 validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le corécepteur des lymphocytes B CR2 (CD21, récepteur du C3d) impliqué dans les voies du complément et l'infection par l'EBV. Convient pour la recherche en immunologie humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CR2/CD21 humain PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CR ; C3DR ; CD21 ; CVID7 ; SLEB9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1380
Identifiant du gène	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-971 du CR2/CD21 humain (NP_001868.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20023
Poids moléculaire de la protéine	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Expédition	Sac de glace