

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain FcεR1A Pe/Cyanine7 Pour Fc - P12319

Numéro d'article: CM0010229



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le FcεR1α humain (Fc-epsilon RI-alpha), le récepteur d'IgE de haute affinité. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur les allergies et les mastocytes/basophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Anticorps monoclonal de lapin anti-humain FcεR1α mAb
Remarques/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2205
GeneID	2205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-205 de FcεR1α humain (NP_001992.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12319
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace