


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Ifn-Gamma Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01579

Numéro d'article: CM0005730



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant l'IFN-gamma humain. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, idéal pour détecter la production de cytokines dans les cellules T et NK activées lors d'études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-IFN-gamma Humain mAb
Remarques/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3458
ID de Gène	3458
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (Intracellulaire)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace