

Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Humain Liltrb4/Cd85K/Ilt3 Mab - Q8Nhj6

Numéro d'article: CM0012662



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le LILRB4 humain (CD85k/ILT3), un récepteur immunitaire inhibiteur clé. Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études sur la tolérance immunitaire, la régulation des monocytes et l'immunologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Remarques/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11006
GeneID	11006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-259 du LILRB4/CD85k/ILT3 humain (NP_001265355.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHJ6
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace