

Ac Mab Lapin Anti-Humain Pd-L1/Cd274 Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0009410



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7). Conçu pour la cytométrie en flux, cet anticorps aide à étudier les voies de points de contrôle immunitaire et l'évasion immunitaire tumorale dans la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Lapin anti-Humain PD-L1/CD274 conjugué à la PE/Cyanine7
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humain
GeneID	29126
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZQ7
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace