

Anticorps Monoclonal PE/Cyanine7 De Lapin Anti-Tim-3/Havcr2 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0008561



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 spécifique de TIM-3/HAVCR2 (CD366) humain. Ce réactif cible le domaine extracellulaire et est validé pour la cytométrie en flux, ce qui le rend idéal pour l'analyse des points de contrôle immunitaires dans le cancer et les infections chroniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 de lapin anti-TIM-3/HAVCR2 humain
Remarques / Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sachet de glace