


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Tnf-A Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc (Intra) - P01375

Numéro d'article: CM0005069



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre le TNF- α humain (cachectine, TNFSF2). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît le TNF- α humain ; idéal pour la recherche sur l'inflammation, les maladies auto-immunes et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain TNF- α mAb
Remarques/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7124
GeneID	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01375
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace