

Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Humain/Singe CD19 Mab - Cd19

Numéro d'article: CM0004649

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD19 pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec l'humain et le singe crab-eating (cynomolgus). Immunogène recombinant, cible de 63kDa. Idéal pour la recherche sur le lymphome à cellules B et l'immunothérapie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain/Singe CD19 mAb
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID de gène (Humain)	930
ID de gène (Singe)	102145514
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe (XP_005591597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace