

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd20 Humain/Singe Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0005912



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD20 humain, validé pour la cytométrie en flux. Présente une réactivité croisée avec le singe cynomolgus. Idéal pour les applications de recherche sur le développement, la différenciation et l'immunothérapie des lymphocytes B dans l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD20 Humain/Singe conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	B1 ; S7 ; Bp35 ; CD20 ; FMC7 ; CVID5 ; LEU-16
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	931
Identifiant du gène	931
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'AcM CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids moléculaire protéique	14 kDa / 33 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace