

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd25 Humain/Singe Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P01589

Numéro d'article: CM0008215



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD25 humain et celui du singe cynomolgus. Conçu pour la détection par cytométrie en flux du récepteur alpha de l'IL-2 sur les cellules T régulatrices et activées. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD25 humain/singe monoclonal de lapin PE/Cyanine7
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3559
ID du gène	3559
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-213 du CD25 humain (NP_000408.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	P01589
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace