

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd3 Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P07766

Numéro d'article: CM0008393



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain et du cynomolgus. Validé pour les applications de cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des lymphocytes T et la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain/Singe CD3 mAb                                                                                                     |
| Remarques/Alias      | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                          |
| ID de gène (Humain)  | 916                                                                                                                                             |
| ID de gène           | 916                                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application          | FC                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, Cynomolgus                                                                                                                              |
| SWISS                | P07766                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 23kDa                                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                    |