


Anticorps Monoclonal PE/Cyanine7 De Lapin Anti-Cd4 Humain/Singe Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0006200



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD4 humain et cynomolgue, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes T auxiliaires et la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 de lapin anti-CD4 humain/singe
Remarques / Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace