

Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Humain/Singe Cd45Ra Mab Pour Fc - P08575-8

Numéro d'article: CM0010571

Introduction

Anticorps monoclonal lapin PE/Cyanine7 dirigé contre CD45RA (isoforme P08575-8). Validé pour la réactivité croisée humaine et cynomolgus, adapté pour la détection par cytométrie en flux de l'antigène leucocytaire de 138 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain/Singe CD45RA mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5788
ID de gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain (P08575-8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Poids moléculaire	138kDa
Expédition	Sac de glace