


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0008197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 dirigé contre le CD8a humain et du singe cynomolgus (SWISS : P01732). Validé pour la cytométrie en flux (FC) pour détecter les sous-populations de lymphocytes T CD8+ et de cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD8a Humain/Singe conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	925
GeneID	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace