


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgD Humaine/De Singe, Conjugué Pe/Cyanine7, Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0011960



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humaine/de singe, conjugué PE/Cyanine7, pour la cytométrie en flux. Cible l'IgD (chaîne lourde constante delta de l'immunoglobuline) pour les études des lymphocytes B et la recherche sur la signalisation immunitaire. Réactivité humaine et envers le macaque crabier. P01880.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humaine/de singe, conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Pseudonyme	Chaîne lourde constante delta de l'immunoglobuline
Espèce	Humaine
ID du gène	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine, macaque crabier
SWISS	P01880
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant