

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 Humain/Singe, Conjugué Pe/Cyanine7, Pour Fc - Q15116

Numéro d'article: CM0012785



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le PD-1/CD279 humain et simien. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps dirigé contre un point de contrôle immunitaire est idéal pour l'étude de l'épuisement des lymphocytes T et les applications d'immunothérapie anticancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PD-1/CD279 humain/singe, conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	5133
GeneID	5133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 168 du PD-1/CD279 humain (NP_005009.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme, macaque cynomolgus
SWISS	Q15116
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Pack de glace