

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd105/Endogline De Souris Conjugué À La Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - Q63961

Numéro d'article: CM0008596

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le CD105/Endogline de souris. Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection des cellules endothéliales et convient aux recherches sur l'angiogenèse, le système cardiovasculaire et la signalisation du TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD105/Endogline de souris, monoclonal de lapin, conjugué à la PE/Cyanine7
Remarques/alias	Endo ; CD105 ; S-endogline
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	2022
ID du gène (souris)	13805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 581 du CD105 de souris (NP_031958.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q63961
Poids moléculaire	70 kDa
Expédition	Avec pain de glace