


Anticorps Monoclonal PE/Cyanine7 Lapin Anti-Souris Cd11B Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0010974



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 dirigé contre le CD11b murin (intégrine alpha-M). Validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Cible un récepteur d'adhésion des cellules immunitaires impliqué dans la phagocytose et l'inflammation. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 lapin anti-souris CD11b
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3684
Identifiant du gène	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sachet de glace