

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd150/Slam Conjugué À La Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0008376

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre CD150 (SLAM) de souris. Destiné à la cytométrie en flux, il détecte le récepteur auto-ligand modulant l'activation et la différenciation des cellules immunitaires. Convient à l'immunophénotypage et à la recherche sur la signalisation médiée par SLAM dans les lymphocytes T, les lymphocytes B et les macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-souris CD150/SLAM conjugué à la PE/Cyanine7
Remarques/alias	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	6504
ID du gène	27218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 de CD150/SLAM de souris (NP_038758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids moléculaire	36 kDa/38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant