

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 De Souris Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0010373

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 dirigé contre le CD19 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène des lymphocytes B CD19 (UniProt P25918), un corécepteur des cellules B impliqué dans la signalisation du BCR et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD19 de souris PE/Cyanine7
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	930
GenelD	12478
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-287 du CD19 de souris (NP_033974.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids moléculaire de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace