


Anticorps Monoclonal Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Souris Cd206/Mmr Pour Cytométrie En Flux - Q61830

Numéro d'article: CM0012285



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 dirigé contre le CD206/MMR de souris, idéal pour la détection des macrophages par cytométrie en flux. Validé sur des échantillons de souris. Fait partie de l'approvisionnement unique en matières premières IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 lapin anti-souris CD206/MMR
Remarques / Alias	MR ; CD206
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4360
GeneID	17533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-154 de CD206/MMR de souris (NP_032651.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra), FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61830
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace