

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd223/Lag-3 Marqué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - Q61790

Numéro d'article: CM0004877



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué PE/Cyanine7 dirigé contre LAG-3 (CD223) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Adapté pour les études sur la régulation des points de contrôle immunitaires, l'épuisement des lymphocytes T et l'immunologie tumorale dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-souris CD223/LAG-3 PE/Cyanine7
Remarques / Alias	Ly66 ; CD223 ; LAG-3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3902
GeneID	16768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 442 de CD223/LAG-3 de souris (NP_032505.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61790
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace