

Anticorps Monoclonal Pe/Cyanine7 De Lapin Anti-Souris Cd23 Pour Cytométrie En Flux - P20693

Numéro d'article: CM0009490

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD23 de souris (FcεRII), validé pour la cytométrie en flux. Récepteur IgE de faible affinité essentiel à la différenciation des lymphocytes B et à la régulation des IgE dans la recherche en immunologie murine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 mAb de lapin anti-souris CD23
Remarques/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2208
GeneID	14128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 du CD23 de souris (NP_038545.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20693
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace