

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd25 Pe/Cyanine7 Pour Fc - P01590

Numéro d'article: CM0012637

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD25 murin (IL-2RA). Optimisé pour les applications en cytométrie en flux. Reconnaît la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-2 de 31 kDa, essentielle à la tolérance immunitaire médiée par les Tregs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM lapin anti-souris CD25 PE/Cyanine7
Remarques / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 murin (NP_032393.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sachet de glace