

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd34 Pe/Cyanine7 Pour Cf - Q64314

Numéro d'article: CM0009139

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD34 de souris pour cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Convient pour l'identification des cellules souches hématopoïétiques, l'analyse de la moelle osseuse et les études d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD34 PE/Cyanine7
Remarques / Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Homme)	947
Identifiant du gène	12490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 du CD34 de souris (NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace