

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd38 Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0011678



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 contre la CD38 de souris pour la cytométrie en flux. Réagit avec la CD38 de souris, une glycoprotéine transmembranaire impliquée dans la mobilisation du calcium et la signalisation des cellules immunitaires. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD38 conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	952
Identifiant du gène	12494
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace