

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Souris Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0006148

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD4 de souris. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le développement des lymphocytes T auxiliaires, la réponse immunitaire et la différenciation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD4 de souris PE/Cyanine7
Remarques/Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace