

Anticorps Monoclonal Pe/Cyanine7 De Lapin Anti-Cd44 De Souris Pour Fc - P15379

Numéro d'article: CM0011066



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD44 murin (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC). Réservé à la recherche, idéal pour les études sur le homing lymphocytaire, l'adhésion et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 de lapin anti-CD44 de souris
Remarques / Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espèce	Souris
GenelD (humain)	960
GenelD	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace