

## Anticorps Monoclonal Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Souris Cd48 (Cytométrie En Flux) - P18181

Numéro d'article: CM0008031



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD48 murin (SLAMF2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation lymphocytaire, la fonction des cellules NK et la formation de la synapse immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb PE/Cyanine7 lapin anti-souris CD48                                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102                                                                                              |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                                    |
| ID du gène (Humain)  | 962                                                                                                                                                       |
| ID du gène           | 12506                                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 de la CD48 de souris (NP_031675.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                     |
| Application          | FC                                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                    |
| SWISS                | P18181                                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 27kDa                                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                              |