

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd56/Ncam De Souris Conjugué Pe/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P13595

Numéro d'article: CM0007778



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD56/NCAM de souris. Validé pour la cytométrie en flux, permettant la détection précise de la molécule d'adhésion cellulaire neuronale dans des échantillons de souris. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD56/NCAM de souris conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CD56 ; Ncam ; E-NCAM ; NCAM-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4684
Identifiant du gène	17967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-711 du CD56 de souris (NP_001106675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13595
Poids moléculaire de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace