

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd62L Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P18337

Numéro d'article: CM0012439

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre la CD62L de souris (L-sélectine), validé pour la cytométrie en flux. Se lie à une molécule d'adhésion clé des leucocytes médiant le homing des lymphocytes vers les ganglions lymphatiques. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Souris CD62L mAb
Remarques/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-sélectine
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6402
GeneID (souris)	20343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 de la CD62L de souris (NP_035476.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18337
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace