


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd8A Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0011857



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD8a conjugué PE/Cyanine7 validé pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD8a de souris, un corécepteur pour les molécules du CMH de classe I, permettant l'analyse des lymphocytes T cytotoxiques dans la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD8a conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	941
GeneID	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace