

Mab De Lapin Pe/Cyanine7 Anti-Cd90.2 De Souris Pour Fc - P01831

Numéro d'article: CM0012694

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD90.2 (Thy-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Adapté pour l'immunophénotypage, les études de marquage des lymphocytes T et l'investigation des interactions cellule-cellule au cours de la synaptogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin PE/Cyanine7 anti-CD90.2 de souris
Remarques / Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	7070
ID du gène (Souris)	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace