


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd95/Fas Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P25446

Numéro d'article: CM0009973



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre la CD95/FAS de souris (UniProt P25446), validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur médiateur de l'apoptose impliqué dans la tolérance des cellules T. Idéal pour les études sur la mort cellulaire et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Souris CD95/FAS mAb
Remarques/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espèce	Souris
GeneID (humain)	355
GeneID	14102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-169 de la CD95/FAS de souris (NP_032013.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids de la protéine	37KDa
Expédition	Sac de glace