

Anticorps Monoclonal PE/Cyanine7 De Lapin Anti-Souris Ki67 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0012019

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le Ki67 de souris (E9PVX6). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire, ce réactif marque les cellules proliférantes dans les échantillons de souris, facilitant les études du cycle cellulaire et de l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 lapin anti-souris Ki67
Remarques / Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4288
GeneID	17345
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1816-2163 du Ki67 de souris (NP_001074586.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	E9PVX6
Poids de la protéine	351 kDa
Expédition	Sac isotherme