

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 De Souris/Rat Conjugué Pe/Cyanine7 - P41272

Numéro d'article: CM0010544

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant CD27 (TNFRSF7) de souris/rat pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de souris et de rat. Récepteur immunitaire de co-stimulation et de point de contrôle exprimé sur les cellules T, NK et B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 de souris/rat conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Synonymes	S152 ; Tp55 ; Tnfrsf7
Espèce	Souris
GeneID (humain)	939
GeneID	21940
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 182 de CD27 de souris (NP_001028298.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P41272
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Poche de glace