

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris/Rat Cd31/Pecam1 Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - Q08481

Numéro d'article: CM0005026

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris/rat CD31 (PECAM1) conjugué à la PE/Cyanine7 pour cytométrie en flux. Cible la migration transendothéliale des leucocytes et l'adhésion cellulaire. Validé pour la recherche en biologie vasculaire et en inflammation, avec réactivité croisée pour la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | PE/Cyanine7 Lapin anti-Souris/Rat CD31/PECAM1 mAb                                                                                   |
| Remarques/Alias     | Cd31; Pecam; PECAM-1                                                                                                                |
| Espèce              | Souris                                                                                                                              |
| ID de gène (Humain) | 5175                                                                                                                                |
| ID de gène          | 18613                                                                                                                               |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 de la CD31 de souris (NP_001292086.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                               |
| Application         | Cytométrie en flux (FC)                                                                                                             |
| Réactivité croisée  | Souris, Rat                                                                                                                         |
| SWISS               | Q08481                                                                                                                              |
| Poids moléculaire   | 81kDa                                                                                                                               |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                        |