

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igd De Pnh Conjugué À La Pe/Cyanine7 - Igd De Singe Cynomolgus

Numéro d'article: CM0010215

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre l'IgD des primates non humains, validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons de singe cynomolgus et de singe rhésus. Idéal pour les études immunologiques et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD de PNH conjugué à la PE/Cyanine7
Espèce	Singe cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta de l'immunoglobuline du singe cynomolgus
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Cynomolgus, rhésus
Expédition	Sac de glace