

Anticorps Monoclonal De Rat Pe/Cyanine7 Anti-Cd3 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0005399

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD3 de souris pour cytométrie en flux. Reconnaît les chaînes delta et epsilon de CD3, validé pour les échantillons de souris. Idéal pour les études sur les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 Rat anti-Mouse CD3
Remarques / Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	916/915
GeneID	12500/12501
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD3 de souris
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids de la protéine	19kDa/21kDa
Expédition	Sac à glace