


PE/Cyanine7 Rat Anti-Mouse Anticorps Monoclonal Anti-Classe II Du Cmh (I-A/I-E) Pour Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0009877



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué au PE/Cyanine7 ciblant la Classe II du CMH de souris (I-A/I-E), validé pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec la souris ; idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Rat anti-Mouse Anticorps monoclonal anti-Classe II du CMH (I-A/I-E)
Remarques/Alias	Eb ; Ia4 ; H2Eb ; Ia-4 ; H-2Eb ; IAb ; Ia2 ; Ia-2 ; Abeta ; H-2Ab ; H2-Ab ; Rmcs1 ; I-Abeta ; Ia5 ; Ia-5 ; H-2Eb2 ; Iebeta2 ; A130038H09Rik ; Ia1 ; H2Aa ; Ia-1 ; H-2Aa ; Aalpha ; IAalpha ; I-Aalpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante de la Classe II du CMH de souris (I-A/I-E)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace