

Anticorps Monoclonal De Lapin Per2 (Humain) Pour Wb, Elisa, Chip - O15055

Numéro d'article: CM0004078



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin PER2 validé pour WB, ELISA et ChIP. Spécifique au PER2 humain (O15055), un régulateur central de l'horloge circadienne. Idéal pour la recherche sur les rythmes circadiens et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PER2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FASPS ; FASPS1 ; PER2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8864
GeneID	8864
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PER2 humain (O15055).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15055
Poids protéique	137 kDa
Expédition	Sac de glace